



Cardio - Pulmonary  
Diagnostics



SpiroStar DX

Keuhkofunktiolaitteet



## SpiroStar DX

Maailman pienin PC-yhteensopiva spirometri.

Medikro SpiroStar DX spirometri edustaa uusinta spirometriateknologiaa. SpiroStar DX spirometri on pienikokoinen painaa vain 26g. Laite on helppo kytkeä tietokoneesi sarjaporttiin. Medikro SpiroStar DX spirometri on luotettava ja tarkka se täyttää ATS (1994), ERS (1993) ja ATS/ERS (2005) spirometri standardit. SpiroStar DX takaa laadukkaan spirometria tutkimuksen.

### Spiro2000

Medikro Spiro2000 on spirometrin mittaus- ja analysointiohjelmisto. Ohjelmisto on helppokäyttöinen ja monipuolinen. Ohjelmisto tarkistaa automaattisesti, että mittaus on tehty oikein ja varoittaa mm. mittausviiveestä ja heikosta toistettavuudesta. Spiro2000 sisältää verkkominaisuuden, joten verkkokäytössä mittauksen tuloksia

ja käyriä voidaan katsoa muualla verkossa olevalla PC-tietokoneella. Useat sairaskertomusjärjestelmien toimittajat ovat tehneet liittynän Spiro 2000 ohjelmistoon. Kalibrointi tapahtumat tallentuvat automaattisesti kalibrointien seurantatiedostoon.

### SpiroSafe

Medikro SpiroStar DX spirometrissä käytetään kertakäyttöistä SpiroSafe virtausanturia. Hygieeniset ja turvalliset SpiroSafe virtausanturit poistavat ristirtartuntavaaran ja pesuongelmat. SpiroSafe virtausanturi sopii hyvin sekä aikuiselle että lapselle.

