



Cardio - Pulmonary
Diagnostics



SpiroSafe

Keuhkofunktiolaitteet



SpiroSafe

Kertakäyttöinen virtausanturi turvalliseempaan mittaukseen

Medikro SpiroSafe on verkkotyypinen kertakäyttöinen virtausanturi, joka muodostaa perustan Medikron spirometria järjestelmälle. Se on suunniteltu parantamaan spirometriamittauksen laatua ja turvallisuutta. SpiroSafe on kustannustehokas käyttää. Ergonominen muotoilu mahdollistaa samanlaisen kertakäyttöisen virtausanturin käytön sekä aikuisilla, että lapsilla.

Yksinkertainen Luer liitin rakenne mahdollistaa SpiroSafe virtausanturin nopean ja helpon kiinnittämisen. SpiroSafe voidaan hävittää kun spirometriatutkimus on suoritettu. SpiroSafe on polyeteeniä ja se voidaan polttaa muun yhteiskuntajätteen joukossa ilman myrkyllisiä päästöjä. SpiroSafen ainutlaatuinen ominaisuus on, että se poistaa kontaminaation vaaran potilaasta potilaaseen, koska se on suunniteltu potilaskohtaiseksi. SpiroSafe turvaa parhaan suojan potilaalle, mittalaitteelle ja mittaajalle.

SpiroSafe:

- Ei liikkuvia osia
- Ei korroosiota
- Ei ristitartunnan vaaraa
- Tarkat tulokset
- Helppo ja nopea käyttää
- Turvallinen

Tekniset tiedot:

- Verkkotyypinen vaihdettava kertakäyttöinen virtausanturi, pat.pend.
- Materiaali: polyeteeni, voidaan hävittää polttamalla
- Virtaus alue: 0 ... ± 14 l/s SpiroStar DX, SpiroStar USB ja SpiroMaster MX spirometreilla
- Virtausvastus: vähemmän kuin 0,6 kPa/(l/s), noudattaa ATS, ACCP & ECCS standardeja
- Järjestelmän mittaustarkkuus $\pm 2\%$, ilman tilasvuuskalibrintia $\pm 3\%$
- 100% tarkastettu valmistajan toimesta
- Paino: 12 g
- Mitat: 36 x 30 x 100 mm



- Sterilointi: ei tarvita, koska koko virtausanturi on kertakäyttöinen
- CE sertifioitu (CE₀₅₃₇)

Medikro SpiroSafe virtausanturi seuraaville spirometreille:

- SpiroStar DX
- SpiroStar USB
- SpiroMaster MX

Tuotenumero: M9242-100, 100 virtausanturia/laatikko

