



Cardio - Pulmonary
Diagnostics



SpiroStar USB

Keuhkofunktiolaitteet



SpiroStar USB

Maailman pienin PC-yhteensopiva USB spirometri.

Medikro SpiroStar USB spirometri edustaa uusinta spirometriateknologiaa. SpiroStar USB spirometri on pienikokoinen painaa vain 20g. Laite on helppo kytkeä tietokoneesi USB porttiin. Medikro SpiroStar USB spirometri on luotettava ja tarkka se täyttää ATS (1994), ERS (1993) ja ATS/ERS (2005) spirometri standardit. SpiroStar USB takaa laadukkaan spirometria tutkimuksen.

Spiro2000

Medikro Spiro2000 on spirometrin mittaus- ja analysointiohjelmisto. Ohjelmisto on helppokäyttöinen ja monipuolinen. Ohjelmisto tarkistaa automaattisesti, että mittaus on tehty oikein ja varoittaa mm. mittausviiveestä ja heikosta toistettavuudesta. Spiro2000 sisältää verkkominaisuuden, joten verkkokäytössä mittauksen tuloksia ja käyriä voidaan katsoa muualla verkossa olevalla PC-tietokoneella.

Useat sairaskertomusjärjestelmien toimittajat ovat tehneet liittymän Spiro 2000 ohjelmistoon. Kalibrointi tapahtumat tallentuvat automaattisesti kalibrointien seuranta-tiedostoon.

SpiroSafe

Medikro SpiroStar USB spirometrissä käytetään kertakäyttöistä SpiroSafe virtausanturia. Hygieeniset ja turvalliset SpiroSafe virtausanturit poistavat ristritartuntavaaran ja pesuongelmat. SpiroSafe virtausanturi sopii hyvin sekä aikuiselle että lapselle.



M9424 Kalibrointipumppu